

Cama Hospitalaria Hill-Rom Care Assist



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

FUNCIONES EXTRA

Tecnología cama inteligente habilitado para la conectividad con NaviCare® Nurse Call, otros sistemas de llamada de la enfermera y los REM.

Alertas Safeview®

Cama sistema de vigilancia de la salida con algoritmos de detección de tres niveles patentadas de Hill-Rom

Luz de noche

"Freno no ajuste" audible de alarma

Tecnología de lecho articulación SlideGuard® con autocontour

La posición del pie vascular eléctrico Escala Integrado

Point-of-Care® controles de enfermería

Un solo botón comedor chair® IntelliDrive® transporte motorizado o 5 céntrica^a volante

Copia de seguridad automática de la batería

BENEFICIOS

Con la cama CareAssist se desarrolla un nuevo concepto en la seguridad y comodidad de los pacientes, facilitando a su vez el trabajo de los profesionales sanitarios.

Docenas de innovaciones de diseño que van desde mejoras en los frenos, mejor posicionamiento de los pacientes y controles más fáciles de utilizar, hacen que esta cama satisfaga todas las necesidades para el cuidado de los pacientes. Incluso el aspecto de la cama le da un aire contemporáneo a la habitación.

Los controles de la cama CareAssist están diseñados para que el personal sanitario pueda centrarse en el paciente. Mediante un control de un solo toque se mueve al paciente fácilmente a la posición Dining Chair.

DIMENSIONES

Altura del lecho

Planta baja posición al inicio de la cubierta:
15.75 "(42,55 cm)

Planta alta posición al inicio de la cubierta:
32.5 "(82,55 cm)

Superficie del sueño

Ancho: 36,00 "(91,44 cm) Longitud normal:

80,00 "(203,20 cm)

Longitud extendida: 86,00 "(218,44 cm)

Anchura total: 40 "(102 cm)

Longitud total

Normal: 100 "(254 cm)

Extended: 94,04 "(238,86 cm)