

CAMA VERSA CARE



Ofrece tecnología de última generación que permite una atención de alta calidad a través de soluciones avanzadas de apoyo. Es autoajutable, incorpora tecnología avanzada para atención de pacientes agudos de mediana a alta complejidad.

CARACTERÍSTICAS

Alturas:

Posición baja - piso hasta el centro de la cubierta: 13" (33 cm).

Posición baja - piso al borde de la cubierta: 17" (43,2 cm).

Posición alta - baja a centro de la cubierta: 30" (76,2 cm).

Posición alta - baja a borde de la cubierta: 34" (86,4 cm).

Longitud total

Totalmente extendida: 94,5" (240,0 cm) con tablero de pie estándar 97" (246 cm).

Hill-Rom

Completamente retraída: 82,5" (210,0 cm) con pensión estándar pie 85" (216 cm).

Ángulos de cama

Max cabeza de elevación de cama: 0 °-65 °

Elevación de la rodilla Max: 0 °-16 °

Sección Max Pie: 0° -27°

Max Moda / Tendencia inversa: 15° / 10°

Características eléctricas

Energía de la batería de respaldo: Estándar

Prueba de Estándares para: norma UL2601 y IEC 60601-1.

ESPECIFICACIONES

Cuenta con tecnología inteligente NaviCare, Nurse Call y Luz nocturna.

Controles de pedal. Batería de respaldo.

Cabeza digital de visualización ángulo cama.

Cuenta con una alarma si la cabecera se encuentra por debajo de los 30°.

Condiciones de seguridad incluyendo barandas y frenos.

Equipo capaz de soportar un peso máximo de 500 lb (227kg).

Su altura se puede ajustar a posiciones bajas.

La posición LowChair permite sentar al enfermo erguido manteniendo la cama baja.

Cuenta con Point-of-Care controles de enfermería.

Cuenta con un sistema de reposicionamiento del paciente.

Transporte motorizado