

Camilla Hausted Horizon



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS

Altura de plataforma baja
Freno central y sistema de dirección con con 8 "(203 mm).
El diseño de la base incluye un soporte de tanque de oxígeno incorporado y área de almacenamiento para las pertenencias de los pacientes.
Cuenta con un cazador ajustable que permite posicionamiento de respaldo del paciente de 0° - 90°.
Máxima capacidad de peso es de 227kg.
Los raíles de protección paciente ofrecen mayor posición de altura completa para la máxima seguridad del paciente, con una posición central para proporcionar acceso de los pacientes.

BENEFICIOS

Camilla que puede realizar una amplia gama de funciones en cualquier departamento, proporciona comodidad y movilidad de los pacientes. Para garantizar la seguridad del paciente. La superficie del paciente se puede ajustar a través de rangos variables de posiciones. Cuenta con ruedas de rodadura fácil que proporcionan movilidad y maniobrabilidad completa.

ESPECIFICACIONES

Peso:75kg.
Altura fija; superficie de reposo sobre el suelo:787 mm
Ancho total:749mm
Longitud total:2108 mm
Dimensiones de envío:863x863x2286 mm
Superficie del paciente:635 x1930 mm
Barandillas laterales:387x1930 mm