

Camilla Hill-Rom Transtar



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS

- El Longitud: 210.8cm
- Ancho: 81.3 cm
- Medidas de colchón: 66 X 1.90 X 7.5 cm
- Ruedas: 8 plg (20 cm)
- Inclinación del respaldo
- Capacidad de peso: 500 lbs (227 kg)

- Altura de plataforma baja
- Asas de transporte
- Frenos de bloqueo redundante en las cuatro ruedas
- Pedales de freno/dirección: cabecero y piecero
- Pedales de freno/dirección: en los cuatro lados

BENEFICIOS

Camilla diseñada con facilidad de uso y versatilidad. Cuenta con ergonomía, fiabilidad y uso exterior duradero. Es fácil de manejar y detener, al mismo tiempo permite controlar con precisión la dirección en los giros. La camilla se integra perfectamente con otros equipos de emergencias, lo que la convierte en la camilla ideal para urgencias y traslados