

## Camilla Stryker Big Wheel



\*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de peso 700 libras
- Longitud total de la camilla 84 "
- Ancho total de la camilla (Siderails Up) 33.5 "y 37"
- Ancho total de la camilla (Siderails Down) 30.25 "y 30.75"
- Altura mínima / máxima de la cama 20.75 " / 34"
- Ángulo de Fowler 0 a 90 °
- Knee Gatch Angle 0 a 40 °
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso +16 / -16

### BENEFICIOS

Stryker está diseñada para garantizar la seguridad y la eficiencia, a la vez que mejora la experiencia del paciente.

Stryker Prime ofrece tres opciones avanzadas de movilidad: el sistema de transmisión motorizada con zoom que prácticamente elimina la fuerza de empuje manual; la Big Wheel que puede reducir la fuerza de empuje en un 50% y el esfuerzo de dirección en un 60%; y la quinta rueda retráctil que ayuda a facilitar las curvas.