

## Camilla de traslado Stryker Synergy



### CARACTERÍSTICAS

500 lb (228 kg) capacidad de peso

Largo: 83.5 in

Ancho: 34 in

Respaldo: 0-90 °

Trendelenburg/reversa: +/- 18°

### ESPECIFICACIONES

La camilla de traslado Synergy 1550 combina la funcionalidad de una cama de hospital con la movilidad y la durabilidad de un ensanchador.

La versatilidad de la operación manual a eléctrica le da al cuidador la flexibilidad para manejar cualquier situación a medida que las necesidades del paciente cambian.

La característica dominante de la comodidad incluye los controles eléctricos del lado-carril que permiten los ajustes del paciente.

Rieles laterales abatibles con controles de paciente eléctricos incorporados para la cabeza y la rodilla.

Cuatro receptáculos de poste IV para los postes desprendibles del intravenoso.

Frenos de anillo de acero de cuatro ruedas con cierre centralizado con activadores de dos extremos.

Dirección de la quinto-rueda para la movilidad mejorada