

Desinfectante de alto nivel MetriCide OPA Plus



Usos

- CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN
- ENDOSCOPIA
- CENTROS DE CIRUGÍA
- OTRAS ÁREAS DONDE SE REQUIERE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL

MetriCide OPA Plus es una solución desinfectante de alto nivel a base de Orto-ftalaldehído al 0.60% que no necesita diluirse ni requiere activación.

Indicado para el reprocesamiento de endoscopios y otros dispositivos médicos semicríticos sensibles al calor, ahora aprobado para 30 días de reuso confirmando su concentración mínima efectiva por medio de sus tiras reactivas.

Beneficios

Desinfecta una amplia gama de endoscopios y otros dispositivos médicos semicríticos sensibles al calor.

Ideal para reprocesamiento manual o en sistemas automatizados.

Cuando el reprocesamiento es manual, desinfecta en 12 minutos a 20°C y puede ser reusado durante 30 días mientras se cumplan las indicaciones de la etiqueta.

Es el desinfectante de alto nivel más duradero del mercado.

En sistemas automatizados, desinfecta en 5 minutos a 25°C y puede ser reusado por 14 días mientras se cumplan las indicaciones de la etiqueta. Las tiras reactivas MetriCide OPA Plus muestran el resultado en 60 segundos.