

Lámpara de Quirófano Harmony LA 500



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES

La intensidad de la iluminación se puede ajustar hasta aproximadamente 160,000 lux (14,860 fc) para el Harmony LA500.

El sistema de cambio automático de la lámpara (no disponible para los faros Harmony LA 300) proporciona una luz continua.

La placa de montaje en el techo está diseñada para ser compatible con las instalaciones existentes.

STERIS®



BENEFICIOS

El sistema Harmony LA le da a los cirujanos el control directo sobre la posición, el tamaño del patrón, la intensidad, la iluminación ambiental y la potencia, todo con una mano, y todo sin comprometer el campo estéril. (La funda desechable estéril de STERIS encaja sobre la manija y los botones de control).

Este avance revolucionario en el control ligero de la manija ayuda a ahorrar tiempo en los procedimientos y libera a las enfermeras para que se centren en la atención al paciente.

El moderno Centro de Control de Harmony LA System es un gran avance para la eficiencia de la sala de operaciones. Una sola pantalla táctil intuitiva unifica el control sobre las luces, la cámara y la iluminación ambiental de sus dispositivos de visualización. Atenué todas las luces quirúrgicas a la vez con un solo toque. Ajuste el color y la orientación de la cámara, el zoom y el enfoque.

CARACTERÍSTICAS

Harmony LA Control Center elimina la necesidad de múltiples cajas de control y le permite a una persona hacer que todos sus dispositivos trabajen juntos para procedimientos más rápidos y sin problemas.

El sistema de iluminación Harmony LA está diseñado para reemplazar las luces quirúrgicas existentes o para ser instalado como parte de renovaciones importantes en instalaciones existentes o en instalaciones nuevas.