

Mesa Quirúrgica Steris Amsco 3080



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad para cualquier procedimiento quirúrgico general o de especialidad
- Máxima flexibilidad en la articulación para la colocación del paciente
- Traslación automática de funciones para la colocación invertida del paciente
- El diseño en forma de T del pedestal maximiza el acceso quirúrgico
- Articulación ultraprecisa
- Excelente capacidad de soporte para pacientes de hasta 200 kg
- Unidad de control remoto ergonómico y ligero
- Sistema de anulación que garantiza seguridad y fiabilidad

ESPECIFICACIONES

La Mesa Quirúrgica Steris Amsco® 3080 Eléctrica es una plataforma quirúrgica que garantiza completa flexibilidad para el posicionamiento del paciente, independientemente del procedimiento.

La Mesa Eléctrica 3080 de Steris Amsco está diseñada para una articulación ultraprecisa y un acceso excepcional al paciente, cuenta con mecanismos de seguridad integrados que incluyen un cilindro de bloqueo de inclinación lateral y una completa protección de anulación durante los cortes de fluido eléctrico.

INFORMACION GENERAL

- Límite de carga 400 lbs
- Altura máxima 44 "
- Altura mínima 27 "
- Trendelenburg 25 °
- Trendelenburg inversa 25 °
- Inclinación lateral 18°

STERIS®

