

Monitor Stryker VisionPro 26" LED



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

ESPECIFICACIONES

- Panel IPS Alpha de 26 "con retroiluminación LED
- Relación de aspecto 16: 9
- Resolución nativa de 1920 x 1080
- 9 configuraciones de especialidad preestablecidas
- Interfaz de usuario en pantalla con teclas de acceso directo
- Curvas de gamma personalizadas
- Capa de pantalla protectora integrada con dureza 3H
- Revestimiento antirreflectante de doble cara
- Asas integradas para ayudar en la colocación del monitor
- 30% más delgado que las pantallas de 26 "de la generación anterior

stryker[®]

CARACTERÍSTICAS

La pantalla LED VisionPro de 26 pulgadas está diseñada para optimizar la imagen quirúrgica y mejorar la experiencia en el quirófano. El aumento del brillo, el contraste y las curvas gamma personalizadas brindan a los cirujanos una mayor claridad y reproducción del color en todas las especialidades quirúrgicas.

Como líder en sistemas de video endoscopia y quirófanos integrados, Stryker posee un gran conocimiento de los desafíos que plantean los diversos entornos de quirófano. La pantalla LED VisionPro de 26 "fue diseñada con una capa protectora para reducir el daño accidental del panel. El revestimiento antirreflectante de doble cara en la capa protectora también reduce el deslumbramiento y la reflexión, que a menudo se experimenta en el quirófano.

Las asas integradas en ambos lados de la pantalla ayudan a la colocación durante la instalación y la mitad del procedimiento. Esta conveniencia también reduce la posibilidad de que se presione accidentalmente un botón o se manche el área de visualización. La pantalla también está equipada con correas de cable integradas y una cubierta de cable trasera para mantener la conectividad y proteger los cables de daños durante la limpieza o el movimiento.