

# REPROCESADOR DE ENDOSCOPIOS OLYMPUS DSD-201



## CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de ciclo rápido para una respuesta rápida del endoscopio
- Dos lavabos para ciclos simultáneos o independientes
- Parámetros de ciclo monitoreados continuamente
- La prueba de fugas garantiza la protección del endoscopio durante todo el ciclo
- Enjuague automático con alcohol y secado al aire
- Alarmas sonoras y visuales por deficiencia del ciclo de reprocesamiento
- Garantiza la seguridad del paciente y del operador
- La personalización del ciclo satisface necesidades específicas de reprocesamiento

## ESPECIFICACIONES

El reprocesador de endoscopios automatizado cuenta con dos cubetas de reprocesamiento asincrónicas y totalmente independientes para un procesamiento rápido de endoscopios de gran volumen. El DSD-201LT tiene ciclos de reprocesamiento programables por el usuario y un paquete de sensor mejorado para el monitoreo continuo de todos los parámetros del ciclo.

Las características adicionales del reprocesador incluyen: prueba automatizada de fugas del endoscopio, un ciclo de lavado seleccionable por el usuario para la limpieza del endoscopio, purga automática de alcohol y secado al aire de los canales del endoscopio, y un sistema de gestión de datos opcional para el seguimiento y mantenimiento de registros de ciclos electrónicos.

El diseño del sistema autodesinfecta las líneas de fluido internas durante cada ciclo, y una impresión de registro documenta todos los resultados de las pruebas. Un sistema de prefiltración de agua de tres etapas reduce la materia particulada y proporciona agua certificada libre de bacterias para el enjuague del endoscopio.