

Torre de Laparoscopia STORZ Image 1



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

BENEFICIOS

Tecnología de sensores mejorada con mayor resolución e innovaciones en la tecnología de visualización, así como la electrónica de procesamiento de imágenes de alto rendimiento conduce a nuevos desarrollos continuos.

ESPECIFICACIONES

Cada torre incluye un monitor de vídeo de alta definición y una torre móvil para facilitar el transporte en toda su instalación.

CARACTERÍSTICAS

Cámara Storz Image 1: La unidad permite la impresión, así como la imagen inmóvil, la captura de la película y fuera de la impresión de la imagen de la caja por un empuje simple de un botón de la cabeza de la cámara a los dispositivos convenientes del USB.

Fuente de luz Storz Xenon 300: Opción para usos de la iluminación de la fibra óptica tales como endoscopia y faros quirúrgicos: un bulbo médico del xenón de 300 vatios con un reflector parabólico. Tiene una esperanza de vida de 1000 horas.

Insuflador Storz Endoflator: Pantalla LED, 20 litros de alto flujo, gráfico de barras, rango de presión 0-30 mm Hg.

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE