

Torre de Laparoscopia Stryker 1288 HD



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

BENEFICIOS

Ofrece una solución simple, de alta calidad para todas sus necesidades de laparoscopia. Cada componente — cámara, fuente de luz, monitor e Insuflador — encaja convenientemente en la torre móvil para una máxima portabilidad.

ESPECIFICACIONES

Cada torre incluye un monitor de vídeo de alta definición y una torre móvil para facilitar el transporte en toda su instalación.

CARACTERÍSTICAS

Cámara Stryker 1288 HD 3-Chip: Resolución nítida y 1920x1080p con nueve ajustes especiales para una visibilidad óptima. Completo con cuatro botones de la cabeza de la cámara completamente programables, interfaz de pantalla táctil LCD, y capacidades de transmisión inalámbrica.

Fuente de luz Stryker X8000: El bulbo elíptico brillante del xenón de 300 vatios entrega la proyección de imagen exacta, detallada, avanzada. Cuando se utiliza con la cámara endoscópica de 3 chips de Stryker 1288 HD, la fuente de luz permite a los médicos capturar vídeo de alta definición durante cualquier procedimiento.

Insuflador Stryker Stryker 40L Core: Rendimiento superior con seguridad y fiabilidad sin precedentes. Mantiene pneumoperitoneum bajo las condiciones más extremas con una multiplicidad de características de seguridad.