

Torre de Laparoscopia Stryker 1488 HD



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

BENEFICIOS

El sistema 1488 proporciona una imagen clara y brillante diseñada para mejorar los resultados de los pacientes. Permite un mejor rendimiento general y funcionalidad del sistema a través de una integración más estricta de cada componente en la plataforma.

ESPECIFICACIONES

Cada torre incluye un monitor de vídeo de alta definición y una torre móvil para facilitar el transporte en toda su instalación.

CARACTERÍSTICAS

Cámara Stryker 1488 HD: Utiliza tecnología avanzada CMOS y óptica Premium. Permite a los cirujanos controlar todos sus dispositivos conectados desde la cabeza de la cámara, interfaz de pantalla táctil LCD, y capacidades de transmisión inalámbrica.

Fuente de luz Stryker LED L9000: La tecnología opcional Safelight asegura que la fuente de luz entra en modo de espera cuando el cable Safelight se separa del telescopio. Esta característica reducirá el riesgo de lesiones al paciente y al personal.

Ajustes de la salida de la luz son totalmente controlables de la cabeza de la cámara.