

## VideogastroscoPIO FUJINON EG-530WR



\*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

El EG-530WR ofrece un amplio campo de visión de 140 ° y un fiable sensor CCD para proporcionar una visualización excepcional de la zona examinada. Además, un canal de trabajo de 2,8 mm facilita una amplia gama de procedimientos tales como biopsias y tratamientos.

### Especificaciones

- Ángulo de visión - 140°
- Rango de observación 4-10mm
- Capacidad de curvatura izquierda/derecha - 100°/100°
- Capacidad de curvatura arriba/abajo - 210°/90°
- Extremo distal - 9.4 mm
- Tubo de inserción - 9.3 mm
- Ámbito de observación - 4~100 mm
- Canal de trabajo - 2.8 mm
- Longitud total - 1,400 mm
- Dirección de visualización - Forwards
- Longitud de trabajo - 1,100 mm