

# Cama Hospitalaria Hill-Rom Advanta



\*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

## CARACTERÍSTICAS

Anchura total: 108.5 cm (42.75)  
Longitud general (Estirada): 231 cm (91)  
Inclinación máxima de la sección de la cabeza: 65°  
Inclinación máxima de la sección de la rodilla: 35°  
Contorno automático hacia arriba: 15 grados  
Contorno automático hacia abajo: 28 grados  
Contorno automático: 10 grados  
Trendelenburg: 110 (Y 110 Invertido)  
Rango Hilow: 33.66 cm (13.75 in)  
Peso Máximo del Paciente: 226.8 kg (500 libras)

## BENEFICIOS

La cama de hospital Hill-Rom . Advanta com bina características de seguridad y confort para los pacientes en un formato fácil de operar.

Esta popular cama de hospital con 6 funciones (incluyendo una posición de silla), es uno de los mejores modelos fabricados por Hill Rom. La cama Med/Cirug es perfecta para pacientes en hospitales, casas de asistencia, y casas residenciales.

Diseñado para ayudar a lograr sus objetivos, la cama Advanta™ proporciona a los pacientes la salida / entrada, posicionamiento y más comodidad y otras características