

Cama Hospitalaria Hill-Rom Total Care

Hill-Rom



*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

La cama de terapia TotalCare® ofrece la versatilidad para responder también a las necesidades de los pacientes inmóviles con un moderado a alto riesgo de desarrollar úlceras por presión.

La mejor estrategia para evitar complicaciones relacionadas con la inmovilidad es conseguir que los pacientes móvil tan pronto como sea posible. Aparte del apoyo progresivo Mobility™ viene con la funcionalidad cama TotalCare®.

Su sistema de redistribución de la presión en función del peso se comunica permanentemente con el sistema de la escala de la cama para generar la configuración de redistribución de presión óptimos en cuatro zonas diferentes y en cualquier posición de la cama

CARACTERÍSTICAS

Longitud total cama

FlexAfoot™ completamente retraído: 81,5 "(207,0 cm) FlexAfoot™ totalmente extendida: 93,5 "(237,5 cm)

Anchura total cama

Siderails estibados: 36,5 "(93 cm)
Siderails arriba: 40 "(102 cm)

Límite de peso

Peso del paciente, todas las superficies: 500 libras (227 kg) Carga segura de trabajo, incluyendo todos los accesorios: 550 libras (250 kg)

ESPECIFICACIONES

Peso redistribución de la presión con sede en cualquier posición de la cama La tecnología avanzada Microclimate® 3-capa de recubrimiento superficial Microclimate Management™ con la manga de rayos X integrado

Point-Of-Care® controles barandilla lateral con función gráfica Cuidador Interface (GCI)®.

Cabeza Digital de indicador de ángulo de la cama y alarma

Modo 3 sensor de salida de la cama con el silencio de alarma y alarma Modos Suspend FullChair® y silla de salida con el soporte de ayuda

FlexAfoot™ retracción cama eléctrica y extensión

HandsFree® CPR de emergencia y Trendelenburg

Datos de la historia en el peso del paciente, la cabeza de la elevación de la cama y la posición de la silla