

# Camilla Stryker Gynnie



\*Las imágenes mostradas son con fines ilustrativos.

## ESPECIFICACIONES

- Longitud total: 81.5 "(207 cm).
- Ancho promedio:
- Siderails Up: 31.5 "(80 cm).
- Siderails abajo: 26.75 "(68 cm).
- Capacidad de peso: 500 libras (227 kg). Rango de altura (a la parte superior de la cama):
- Alto: 35 "(88.9 cm).
- Bajo: 22 "(55.9 cm).
- Posicionamiento de basura:
- Respaldo: 0 - 90 °.
- Gatch rodilla: 0 - 90 °.
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso:  $\pm 18$  °.
- Ángulo máximo: 87.5 °.
- Superficie del paciente: 26 "x 77" (66 cm x 196 cm).

## BENEFICIOS

Gynnie combina la durabilidad y las características de nuestra camilla estándar con la funcionalidad de obstetricia / ginecología.

Esta camilla multifuncional es ideal para exámenes pélvicos y también se puede utilizar para uso general.

## CARACTERÍSTICAS

La camilla de ginecología / obstetricia de Gynnie combina la durabilidad de la marca y las características de una camilla Stryker estándar con una funcionalidad suprema de obstetricia / ginecología.

El diseño compacto, los mangos de empuje emergentes y la quinta rueda retráctil ayudan a mejorar la maniobrabilidad incluso en las instalaciones más compactas.

En solo tres sencillos pasos, la camilla de ginecología / obstetricia Gynnie se convierte de una camilla de uso general a una mesa de examen pélvico, lo que la convierte en una solución versátil que puede equipar a todo el departamento de emergencias.